

別添（第1条関係）

誘導型プラズマ（ICP）分析装置点検業務実施要領

1 目的

愛媛県原子力センターに設置しているICP質量分析装置（1式）及びICP発光分析装置（1式）（以下「当該機器」という。）を正常な状態で稼動し、使用するため、当該機器の点検を行う。

2 対象機器

別紙1のとおり

3 設置場所

愛媛県原子力センター（八幡浜市保内町宮内1番耕地485番地1）

4 点検概要

委託業務は、次により行うこととし、その範囲及び詳細は、別紙2「誘導型プラズマ（ICP）分析装置点検表」のとおり実施すること。

点検 年1回

機器名内訳	ICP質量分析装置	1式
	ICP発光分析装置	1式
	超純水製造装置	1式

5 点検条件

- (1) 当該機器に関し知識と経験のある専門の技術員により実施すること。
- (2) 点検に伴い交換が必要となる部品や軽微な消耗品の交換は本点検に含むものとする。
- (3) 作業終了時には、各種設定値を確認するとともに、正常動作を確認すること。
- (4) 点検作業により発生した不用品は受託者で適正に処分すること。
- (5) 点検状況の写真を撮影し、実施報告書に含めること。
なお、部品交換においては、交換前、交換中及び交換後の写真を撮影すること。
- (6) 点検内容に疑義が生じた場合は、当センターの監督職員へ確認すること。

6 報告

受託者は、点検結果を別紙2「誘導型プラズマ（ICP）分析装置点検表」の内容を満たした点検表により報告すること。

7 不具合への対応

- (1) 受託者は、当センターから本契約の対象機器について、不具合発生連絡（夜間及び土・日曜日その他の休日を除く平日昼間の時間帯に限る）があった場合は、当センター職員が実施する復旧作業等への技術的助言を行うものとする。
- (2) 前項における作業により不具合が復旧せず、当センターから調査及び修理等の依頼があった場合は、受託者はこれに誠実に対応するものとする。
ただし、これに要する費用については、別途、契約の締結または文書により合意したうえで実施するものとする。
- (3) 上記(1)及び(2)の期間は、本業務終了後も当該年度内は継続するものとする。

8 その他

その他、疑義が生じた場合は協議等を行うこと。

9 準拠基準等

日本産業規格（J I S）

日本電気工業会規格（J E M）

その他必要な規格・基準等

別紙 1

対象機器一覧

機器名	仕様、品番	数量
(1) ICP質量分析装置	パーキンエルマー製 NexION 1000	1
(2) ICP発光分析装置	パーキンエルマー製 Avio 200	1
(3) 超純水製造装置	日本ミホア製 Integral3 s	1

別紙 2

誘導型プラズマ（ICP）分析装置点検表

点検内容

1 ICP質量分析装置（パーキンエルマー製NexION 1000） 1式

1-1 試料導入系

点検箇所	点検内容	点検結果
ネブライザ	形状・噴霧状態・汚れ・つまりなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
スプレーチャンバ	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認 PC3の温調制御のチェックを実施	
ドレン経路	漏れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
ペリスタルティックポンプ	回転動作・チューブ固定機構に異常のないことを確認	
キャピラリーチューブ	漏れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
ポンプチューブ	取り付けに異常のないことを確認	

1-2 プラズマトーチ部

点検箇所	点検内容	点検結果
トーチ	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
インジェクタ	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
インジェクタ サポート	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認 Oリングのチェックを実施	
トーチマウント	形状・汚れなどのチェックを実施 トーチ位置に異常のないことを確認	
ガス配管	コネクタのチェックを実施 Oリングのチェックを実施	
誘導コイル	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
イグナイタ	形状・汚れなどのチェックを実施	
インターロック	マウント脱着によるステータスチェックを実施	

1-3 プラズマ電源部

点検箇所	点検内容	点検結果
プラズマ電源 ユニット	取り付けに異常のないことを確認 コネクタのチェックを実施	
配線	配線・コネクタなどのチェックを実施	
インターロック	排気・冷水のステータスチェックを実施	
各部品の取り付け	取り付けに異常のないことを確認	
パワートランジスタ	取り付けに異常のないことを確認	
冷却ライン	冷却コネクタの取り付けに異常のないことを確認	
制御基板	取り付けに異常のないことを確認 基板パターン・実装パーツのチェックを実施 コネクタのチェックを実施	
電源ユニット全体	各パーツの取り付け、配線、コネクタに異常のないことを確認	

1-4 インターフェース部

点検箇所	点検内容	点検結果
サンプリング コーン	形状・汚れなどのチェックを実施 ガスケットのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
スキマコーン	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
ハイパースキマ コーン	形状・汚れなどのチェックを実施 Oリングのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
ゲートバルブ	開閉動作のチェックを実施	

1-5 質量分析部

点検箇所	点検内容	点検結果
ディフレクタ	配線・コネクタのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
セルアパーチャ	取り付けに異常のないことを確認	
ユニバーサルセル	配線・コネクタのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
セルベント ストラップ	動作のチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
四重極アッセンブ リ	配線・コネクタのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
検出器	配線・コネクタのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	

1-6 真空排気部

点検箇所	点検内容	点検結果
ロータリーポンプ	動作に異常のないことを確認 オイル漏れのチェックを実施	
ターボポンプ	動作に異常のないことを確認	
ターボポンプ コントローラ	動作のチェックを実施	
オイルミスト トラップ	オイル漏れのチェックを実施	
配管・各ジョイン ト	リークのチェックを実施	

1-7 機器制御部

点検箇所	点検内容	点検結果
インストルメント・コントロール・モジュール	取り付けに異常のないことを確認 基板パターン・実装パーツのチェックを実施 コネクタのチェックを実施	
レンズ・コントロール	取り付けに異常のないことを確認 基板パターン・実装パーツのチェックを実施 コネクタのチェックを実施	
四重極制御基板 (QPS基板)	取り付けに異常のないことを確認 基板パターン・実装パーツのチェックを実施 コネクタのチェックを実施	
プリアンプ基板	取り付けに異常のないことを確認 基板パターン・実装パーツのチェックを実施 コネクタのチェックを実施 信号ケーブルのチェックを実施	
検出器電圧発生基板 (HV基板)	取り付けに異常のないことを確認 基板パターン・実装パーツのチェックを実施 コネクタのチェックを実施 高圧ケーブルのチェックを実施	
バックプレ基板	取り付けに異常のないことを確認 基板パターン・実装パーツのチェックを実施 コネクタのチェックを実施	
システムリセット動作	ICMリセットスイッチによる動作チェックを実施 ソフトウェア制御による動作のチェックを実施	
真空引き制御動作	本体バキュームスイッチによる動作のチェックを実施 ソフトウェア制御による動作のチェックを実施	
プラズマ点灯・消灯動作	本体プラズマ点灯・消灯ボタンによる動作のチェックを実施 ソフトウェア制御による動作のチェックを実施	

1-8 その他の項目

点検箇所	点検内容	点検結果
電気配線	取り付け状態・傷等のチェックを実施	
ガス配管	配管・ジョイントのチェックを実施	
冷却水配管	配管・ジョイントのチェックを実施	
冷却ファン	動作に異常のないことを確認	
装置エアフィルタ	取り付け状態のチェックを実施	
装置外観	異常な汚れ・傷などのチェックを実施	

1-9 データ処理部

点検箇所	点検内容	点検結果
コンピュータ	動作に異常のないことを確認	
オペレーティングシステム	動作に異常のないことを確認	
分析ソフトウェア	動作に異常のないことを確認	
プリンタ	動作に異常のないことを確認	

1-10 ユーティリティ関連

点検箇所	点検内容	点検結果
冷却水循環装置	吐出圧力のチェックを実施 水温設定のチェックを実施 水漏れのチェックを実施 必要な場合、冷却水の補充または交換を実施	
オートサンプラ	動作チェックを実施	

1-11 供給電圧

点検箇所	点検内容	点検結果
NexION本体	供給電圧チェックを実施	
ロータリーポンプ	供給電圧チェックを実施	
冷却水循環装置	供給電圧チェックを実施	

2 ICP発光分析装置（パーキンエルマー製Avio 200） 1式

2-1 試料導入系

点検箇所	点検内容	点検結果
ネブライザ	形状・噴霧状態・汚れつまりなどの チェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
チャンバ	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
ガスチューブ	漏れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
シアーガスノズル	つまりなどのチェックを実施 取り付け位置を確認	
ペリスタルティック ポンプ	固定動作・チューブ固定機構に異常のないこ とを確認	
キャピラリー チューブ	漏れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
ポンプチューブ	取り付けに異常のないことを確認	

2-2 プラズマトーチ部

点検箇所	点検内容	点検結果
トーチ	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
インジェクタ	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
インジェクタ サポート	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認 Oリングのチェックを実施	
トーチマウント	形状・汚れなどのチェックを実施 トーチ位置のチェックを実施	
アキシシャルパージ ウィンドウ	測定強度により汚れのないことを確認	
ラジアルパージウ ィンドウ	測定強度により汚れのないことを確認	
ガス配管	コネクタのチェックを実施 Oリングのチェックを実施	
誘導コイル/フラ ットプレート	形状・汚れなどのチェックを実施 取り付けに異常のないことを確認	
イグナイタ	形状・汚れなどのチェックを実施	
インターロック	トーチコンパートメント扉開放時に正常に機能することを確認	

2-3 RF電源・制御部

点検箇所	点検内容	点検結果
ケーブル	取り付けに異常のないことを確認	
プラズマ	プラズマ点灯・消灯動作のチェックを実施 プラズマ緊急停止ボタンのチェックを実施	
インターロック	エアコンプレッサ及び冷却水循環装置が動作していないとき、正常に機能することを確認	
RF出力	異常のないことを確認	
プラズマ点灯時の パラメータ	プラズマ点灯時のドレイン電圧、ドレイン電流及びオシレータ部ヒートシンク温度に異常がないことを確認	
出力効率	異常のないことを確認	

2-4 分光器

点検箇所	点検内容	点検結果
性能	分解能に異常のないことを確認	
分光器タブ温度	異常のないことを確認	
分光器メインボード温度	異常のないことを確認	
検出器の冷却温度	異常のないことを確認	
アキシャルミラー温度	異常のないことを確認	
ガス配管	漏れ・劣化等のないことを確認	
内部接続ケーブル・コネクタ	抜け・ゆるみ等のないことを確認	
シャッター部	動作に異常のないことを確認	

2-5 データ処理部

点検箇所	点検内容	点検結果
コンピュータ	動作に異常のないことを確認	
ケーブル	抜け・ゆるみ等のないことを確認	
分析ソフトウェア	動作に異常のないことを確認	
プリンタ	動作に異常のないことを確認	

2-6 その他の項目

点検箇所	点検内容	点検結果
ガス配管	配管・ジョイント・供給圧力のチェックを実施	
オートサンプラ	動作に異常のないことを確認	
冷却水循環装置	供給圧力・制御温度に異常のないことを確認 フィルターに汚れ・劣化等のないことを確認 水漏れのないことを確認 必要な場合、冷却水の補充または交換を実施	
エアコンプレッサ	動作に異常のないことを確認	
装置エアフィルタ	汚れ・劣化等のないことを確認	
装置外観	異常な汚れ・傷等のないことを確認	

2-7 供給電圧

点検箇所	点検内容	点検結果
Avio本体	供給電圧チェックを実施	
冷却水循環装置	供給電圧チェックを実施	
エアコンプレッサ	供給電圧チェックを実施	

3 交換必要物品の供給・交換

以下の部品等を新品と交換すること。

なお、交換品は乙が用意する。

○ICP質量分析装置 (NexION1000) 交換部品

- ・冷却水循環装置用冷却剤 (WE016558) 5本
- ・LV0 420 oil 1L (N8145003) 1個
- ・Oリング(09220342) 1個
- ・Oリング(09220340) 1個
- ・Oリング(09220339) 1個
- ・Oリング(WE003579) 1個
- ・Oリング(09220341) 1個
- ・Oリング(N8143022) 1個
- ・超純水製造装置用消耗品交換 1式

○ICP発光分析装置 (Avio200) 交換部品

- ・Avio200用光学キット (N0790439) 1式
- ・アジャスタブルトーチ用Oリングキット (N0790437) 1式
- ・サイクロニックインジェクター用Oリングキット (N0790436) 1式
- ・エアフィルタ (09995098) 2式