

薬品名	規格	メーカー等	商品コード	数量				
				(合計)	東予	中予	南予	病鑑
Bovine Leukemia Virus qPCR Detection Kit (with ROX Reference Dye)	50回	タカラバイオ	RC202A	2	0	0	0	2
E-MEM (L-グルタミン、フェノールレッド含有)	500mL	富士フイルム和光純薬	051-07615	30	0	0	0	30
E-MEM (L-グルタミン、フェノールレッド、ビロビン酸ナトリウム、亜硝酸アミノ酸、1,500mg/L硫酸水素ナトリウム含有)	500mL	富士フイルム和光純薬	055-08975	5	0	0	0	5
Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red	500mL	インビトロジェン	25200-072 (25200072)	1	0	0	0	1
Tryptose Phosphate Broth (トリプトン・フェーストアブマス)	500g	日本BD	260300	1	0	0	0	1
BES (N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-amino-ethanesulfonic acid)	100g	富士フイルム和光純薬	347-00264	1	0	0	0	1
Bacto Peptone	500g	インビトロジェン	211677	1	0	0	0	1
Solution N	300 μ L(100回)	タカラバイオ	9815	4	0	0	0	4
Lysis Buffer S Ver.2	500 μ L	タカラバイオ	9812	4	0	0	0	4
CSFV/ASFV Direct RT-qPCR Mix & Primer/Probe (with ROX Reference Dye) Ver.2	100回	タカラバイオ	RC214A	4	0	0	0	4
CSFV/ASFV Positive Control DNA Ver.2	各25 μ L×4	タカラバイオ	RC216A	3	0	0	0	3
CSFV(Genotype 1)Direct RT-qPCR Mix & Primer/Probe	100回	タカラバイオ	RC221A	2	0	0	0	2
CSFV(Genotype 1)Positive Control DNA	50 μ L	タカラバイオ	RC225A	2	0	0	0	2
Agarose L03 「TAKARA」	100g	タカラバイオ	5003	1	0	0	0	1
BLV Resistant Marker Gene Detection Kit (with ROX Reference Dye)	50回	タカラバイオ	RC231A	1	0	0	0	1
Lysis Buffer R	2mL	タカラバイオ	9818	1	0	0	0	1
AIV RT-qPCR Mix&Primer/Probe	100回	タカラバイオ	RC260A	1	0	0	0	1
AIV Positive Control DNA	50 μ L	タカラバイオ	RC266A	1	0	0	0	1
KOD One® PCR Master Mix -Blue-	1mL×5本	東洋紡	KMM-201	3	0	0	0	3
TBE Buffer Powder, pH8.3	10袋	タカラバイオ	T9121	1	0	0	0	1
Tissue Direct Solution E	100回	タカラバイオ	9828	1	0	0	0	1
50 bp DNA Ladder (Dye Plus)	500 μ l×2	タカラバイオ	3421B (A×2)	1	0	0	0	1
FB試薬	5mL×2本	バイオメリュー	70562	1	0	0	0	1
牛下痢症4種抗原検出キット	10検体/箱	京都微研		1	0	0	1	0
Anti-PRRSV Polyclonal Antibody	100 μ l	Bioss Inc	bs-10043R	1	0	0	0	1

納入先一覧

- ・南予家畜保健衛生所(西予市宇和町稲生257番地)
- ・家畜病性鑑定所(東温市田窪743-1)